



ELK Biotechnology

MAKE RESEARCH EASIER · 让科研更简单



科鹿生物 ELISA 试剂盒

常规ELISA | 一步法试剂盒 | 竞争法试剂盒小分子肽 | 农牧口试剂盒 | 小鼠微量(MS®) ELISA试剂盒

ELK Biotechnology® 十余年专注抗体, 蛋白, ELISA试剂盒的研发生产。依托现有技术平台可提供几千多种ELISA检测试剂盒。涵盖多种常用指标, 适用于血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清液, 尿液, 各种积液, 灌洗液等多种类型的样本。



指标丰富

Human、Mouse、Rat、Rabbit、Goat、Cattle、Zebrafish 等系列, 其中包含农牧口的常用指标。

售前指导

无忧试用

欧盟CE认证, 畅销全球80+国家

炎症研究相关因子

指标	产品特点	文献引用	目录价	货期
TNF- α	灵敏度 6.1pg/mL	200+	2400	现货
白介素6 (IL6)	灵敏度 3.2pg/mL	160+	2400	现货
干扰素 γ (IFN γ)	灵敏度 6.5pg/mL	100+	2400	现货
E-Selectin	灵敏度 0.065pg/mL	50+	2400	现货

高效率完成实验 !! 支持免费送样检测 !! 让科研更轻松简单 !!

科鹿(武汉)生物科技有限责任公司 +86-027-59760950 elkbio@elkbiotech.com

武汉东湖新技术开发区高科园三路9号光谷精准医疗产业基地2.1期11栋



扫码关注了解更多

ELISA试剂盒 产品分类

常规法

一步法

微量法


一步法 EasyStep ELISA 是由ELKBiotechnology研发的新工艺，基于三步法，通过HRP直接标记检测抗体，实现了一步上样。这种方法不仅节省时间，还提高了实验效率。ELK独有的专用标准品板条还可以增加样本检测数量，为科研提供便利。

传统三步法	V S			一步法
	3.5h	操作时间	1.5h	
	需要	标准品稀释	不需要	
	最多88	检测样本数	最多96 (单独提供标准品板条)	
	100 μ L	上样量	50 μ L	
夹心法3步，竞争法2步，有差别		反应步骤	统一1步，无差别	

19000+ 种抗体(WB、IHC、IF/ICC)，20种不同种属的ELISA KIT，60+ 种核酸提取纯化、qPCR/RT-PCR相关产品。为您的实验项目保驾护航。

性能表现 优异

- ①高准确性: 批间差及批内变异系数均小于9.9%
- ②高灵敏度: pg级
- ③高特异性: 交叉反应率小于5%
- ④优回收率: 85%—115%
- ⑤高稳定性: 未开封试剂盒须-20℃保存，最高使用时限1年



生产质检 严格

试剂

独有包被体系: 减少包被蛋白损伤
HRP酶结合物保护液: 减少数据波动，有效延长使用时间

原料

核心原料自主研发
原料-半成品-成品 三步质检，严控批次差

工艺

冻干曲线精准控制
全自动移液工作站: 误差最小化，消除静电干扰

包装

优质加厚铝箔袋: 低温模拟抗摔抗拉扯
批次条形码: 溯源防伪
试剂组分EP管: 临床诊断级别，无菌无RNA酶
多色管盖: 不同分组不同色，减少加液错漏

部分 文献引用指标

货号	名称	检测范围	灵敏度	文献数量
ELK1396	Rat TNFa(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit	15.63-1000 pg/mL	6.1 pg/mL	102
ELK1158	Rat IL6(Interleukin6)ELISA Kit	7.82-500 pg/mL	3.3 pg/mL	75
ELK1157	Mouse IL6(Interleukin G)ELISA Kit	7.82-500 pg/mL	3.2pg/mL	68
ELK1395	Mouse TNFa(Tumor Necrosis FactorAlpha) ELISA Kit	15.63-1000 pg/mL	6.1 pg/mL	55
ELK1156	Human IL6(interleukin6)ELISA Kit	7.82-500 pg/mL	3.2pg/mL	55
ELK1190	Human TNFa(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit	15.63-1000 pg/mL	6.5 pg/mL	48
ELK1270	Human IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit	15.63-1000 pg/mL	5.8 pg/mL	40
...	...	...	...	...