



ELK Biotechnology

MAKE RESEARCH EASIER · 让科研更简单

# 微量法ELISA试剂盒

## 上千指标海量上新，赋能多维领域研究

是概念，更是硬核数据！

科鹿生物微量法ELISA的“精准”实证。



### 极速省样

仅需 **25 $\mu$ L** 样本！相较于传统ELISA（通常100 $\mu$ L），样本消耗量直接降低75%。  
珍贵无比的临床样本、模式动物血清、取血量少的小鼠血清，从此不再“捉襟见肘”，让您的每一份样本都物尽其用！



### 超高灵敏度

采用优化后的高亲和力抗体与放大系统，检测下限（LOD）**低至pg/mL级别**。  
即使是极低丰度的目标因子，也能清晰检出，让细微的生物学变化无处遁形，助您发现更显著的差异，发表更高水平文章！



### 高特异性

提供特异性更高的试剂盒，交叉反应率小于**5%**，不再担心高背景影响。



### 卓越精密度

批内、批间变异系数（CV）均**< 8.5%**，结果稳定可靠，重复性极佳。  
数据真实可信，是您产出卓越科研成果的坚实基础。



科鹿(武汉)生物科技有限责任公司 +86-027-59760950 elkbio@elkbiotech.com

湖北省武汉市东湖新技术开发区高科园二路盛齐安生物产业园4号楼



扫码关注了解更多



## 微量法ELISA试剂盒 应用领域

科鹿微量法ELISA试剂盒产品线丰富，已成功应用于 **800+** 种热门靶标，涉及 **人、小鼠、大鼠** 三种种属，全面赋能您的跨领域研究：



- **免疫学与炎症研究:** TNF- $\alpha$ 、IL-6、IL-12、CRP、趋化因子、IFN- $\gamma$ 等多种炎症因子。
- **癌症与肿瘤标志物:** EGFR、CD19、CEA、PSA各种生长因子,助力肿瘤机制与诊疗研究。
- **代谢内分泌学:** GLP1R、PPAR $\alpha/\delta$ 、LEPR、PTH深入探究糖尿病、肥胖等代谢疾病。
- **心血管研究:** 心肌肌钙蛋白(cTnI/T)、BNP、PCSK9、NLRP3心血管疾病精准诊断的利器。
- **干细胞与细胞治疗:** CD34、CD19、GPC3为再生医学研究提供关键数据。

CAT	产品名称	检测范围
ELK1157MS	小鼠白介素6(IL6)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	7.82-500 pg/mL
ELK1156MS	人白介素6(IL6)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	7.82-500 pg/mL
ELK1387MS	小鼠肿瘤坏死因子 $\alpha$ (TNFa)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	15.63-1000 pg/mL
ELK1190MS	人肿瘤坏死因子 $\alpha$ (TNFa)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	15.63-1000 pg/mL
ELK10900MS	小鼠TNF受体关联因子6(TRAF6)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.32-20 $\mu$ g/mL
ELK3775MS	小鼠可溶性白介素6受体(sIL-6R)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.32-20 ng/mL
ELK2507MS	小鼠白介素12 p40(IL-12p40)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	15.63-1000 pg/mL
ELK9605MS	小鼠趋化因子CXC配体15(CXCL15)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	78.13-5000 pg/mL
ELK1010MS	小鼠嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	7.82-500 pg/mL
ELK10778MS	小鼠白细胞衍生趋化因子2(LECT2)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	1.57-100 ng/mL
ELK10579MS	小鼠二级淋巴组织趋化因子(SLC)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	31.25-2000 pg/mL
ELK2237MS	小鼠CD19分子(CD19)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK2421MS	小鼠表皮生长因子受体(EGFR)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	93.75-6000 pg/mL
ELK9614MS	小鼠前列腺特异性抗原(PSA)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK6119MS	小鼠胰高血糖素样肽1受体(GLP1R)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK2009MS	小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体 $\alpha$ (PPAR $\alpha$ )微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.32-20 ng/mL
ELK9212MS	大鼠高敏型心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	15.63-1000 pg/mL
ELK6207MS	小鼠心肌肌钙蛋白T(cTnT/TNNT2)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	15.63-1000 pg/mL
ELK2136MS	小鼠连环蛋白 $\beta$ 1(CTNnb1)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK2237MS	小鼠CD19分子(CD19)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK0918MS	小鼠磷脂酰肌醇蛋白聚糖3(GPC3)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	0.16-10 ng/mL
ELK10393MS	小鼠瘦素受体(LEPR)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒	3.13-200 ng/mL